


ĐỒNG HỒ THỜI GIAN PHÒNG MỔ



Giới thiệu

Đồng hồ thời gian phòng mổ (ORT) được thiết kế để phù hợp với công nghệ sử dụng và thiết bị trong môi trường phòng mổ. Nó được thiết kế để thân thiện với người dùng, dễ vận hành và bảo trì. Đồng hồ thời gian phòng mổ bao gồm:

- Thời gian thực – đồng hồ số
- Thời gian mổ – đồng hồ số
- Thời gian gây mê – đồng hồ số
- Chỉ số nhiệt độ và độ ẩm (tùy chọn)
- Điều khiển bằng phím cứng hoặc điều khiển từ xa (tùy chọn)

Miêu tả

Đồng hồ thời gian phòng mổ có 3 kênh đồng hồ số, nó nên được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy thuận tiện cho mọi người. Đồng hồ khi hoạt động ở chế độ hẹn giờ sẽ hiển thị thời gian hiện tại, thời gian mổ và thời gian gây mê.

Thông số kỹ thuật

Kích thước:	R570 mm x C220 mm x S60(100) mm
Điện áp:	220VAC
Đồng số số:	Chữ số màu đỏ (“Character HH:MM:SS) (Set-Up-Down-Inform)
Thời gian mổ:	Chữ số màu đỏ (“Character HH:MM:SS) (Start-Stop-Reset)
Nhiệt độ/Độ ẩm.:	Hiển thị đồng thời cả nhiệt độ và độ ẩm phòng mổ.